

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Erg Humano Para Citometria De Fluxo (Intracelular) - P11308

Número do item: CM0010590



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado contra ERG humano (p55/erg-3). Específico para aplicações de citometria de fluxo intracelular, validado em amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-ERG Humano
Observações/Alias	p55; erg-3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2078
GeneID	2078
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do ERG humano (NP_891548.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (intra)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P11308
Peso da Proteína	54 kDa
Transporte	Bolsa de gelo