


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Erg Para Citometria De Fluxo Intracelular - P11308

Número do item: CM0008692



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao ERG humano (p55/erg-3). Desenvolvido para aplicações de citometria de fluxo intracelular (FC intra). Reconhece o ERG humano; peso molecular previsto de 54kDa. UniProt: P11308.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano ERG
Observações/Alias	p55; erg-3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2078
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do ERG humano (NP_891548.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P11308
Peso Molecular da Proteína	54kDa
Envio	Bolsa de gelo