

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Fap Para Fc - Q12884

Número do item: CM0009346



introdução

Anticorpo monoclonal coelho anti-humano FAP conjugado com para citometria de fluxo. Detecta especificamente a proteína de ativação de fibroblastos alfa (FAP α) em amostras humanas. Ideal para pesquisa em câncer, fibrose e remodelamento tecidual.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano FAP
Observações/Apelido	FAP; DPPIV; FAPA; FAPalpha; SIMP; prolyl endopeptidase FAP
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2191
GeneID	2191
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-760 da FAP humana (NP_004451.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q12884
Peso Proteico	27kDa/87kDa
Transporte	Em saco de gelo