

Coelho Anti-Humano Fatp1 Anticorpo Monoclonal Para Citometria De Fluxo - Q6Pcb7

Número do item: CM0004120

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra FATP1 humano (SLC27A1), validado para citometria de fluxo intracelular. Adequado para pesquisa de transporte e metabolismo de ácidos graxos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano FATP1 mAb
Observações/Apelido	FATP; FATP1; ACSVL5; FATP-1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	376497
ID do Gene	376497
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 510-646 do FATP1 humano (NP_940982.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q6PCB7
Peso da Proteína	52kDa/71kDa
Envio	Saco com gelo