

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fatp1 Humano Para Citometria De Fluxo Intracelular - Q6Pcb7

Número do item: CM0012124

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra FATP1 humano (SLC27A1), validado para citometria de fluxo intracelular. Útil para pesquisas sobre o transporte e o metabolismo de ácidos graxos de cadeia longa. UniProt Q6PCB7.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-FATP1 Humano
Observações/Apelidos	FATP; FATP1; ACSVL5; FATP-1
Espécie	Humana
GeneID (humano)	376497
GeneID	376497
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 510-646 da FATP1 humana (NP_940982.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	Q6PCB7
Peso da Proteína	52 kDa/71 kDa
Envio	Bolsa de gelo