

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano FcεR1A Para Citometria De Fluxo - P12319

Número do item: CM0012614



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado a FcεR1α humano (Fc-épsilon RI-alfa, FCER1A). Validado para aplicações em citometria de fluxo (CF). Indicado para pesquisa em alergia, imunologia e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Rabbit anti-Human FcεR1α mAb
Observações/Alias	FCE1A; FcERI; FCERIA
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2205
GeneID	2205
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-205 de FcεR1α humano (NP_001992.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P12319
Peso Molecular	30kDa
Envio	Bolsa de gelo