

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Fgfr3 Para Citometria De Fluxo - P22607

Número do item: CM0004927



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra FGFR3 humano, validado para citometria de fluxo. O FGFR3 é um regulador chave da diferenciação de condrócitos e do desenvolvimento esquelético. Ideal para análise celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano FGFR3 mAb
Observações/Apelido	ACH; CEK2; JTK4; CD333; HSFGR3EX
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2261
GeneID	2261
Imunogénio	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P22607
Peso Proteico	88kDa
Envio	