


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Flt3/Cd135 Para Citometria De Fluxo - P36888

Número do item: CM0012501



introdução

Anticorpo monoclonal coelho anti-humano Flt3/CD135 conjugado com , validado para citometria de fluxo. Tem como alvo a tirosina quinase do receptor FLT3 envolvida na diferenciação e sobrevivência de células hematopoiéticas. Adequado para pesquisa com células-tronco e leucemia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano Flt3/CD135 mAb
Observações/Apelido	FLT3; CD135; FLK-2; FLK2; STK1; tirosina quinase 3 relacionada ao fms
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2322
GeneID	2322
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-163 do Flt3/CD135 humano (NP_004110.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P36888
Peso Proteico	108kDa/112kDa
Envio	Saco de gelo