


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Flt3/Cd135 Humano Para Citometria De Fluxo - P36888

Número do item: CM0009648



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com , direcionado contra Flt3/CD135 humano. Validado para citometria de fluxo, este anticorpo detecta o receptor tirosina-quinase de 108-112 kDa, essencial para estudos de células progenitoras hematopoiéticas e pesquisas sobre leucemia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-Flt3/CD135 Humano
Observações/Alias	FLT3; CD135; FLK-2; FLK2; STK1; tirosina-quinase 3 relacionada a fms
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	2322
ID do Gene	2322
Imunógeno	Proteína recombinante / proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-163 de Flt3/CD135 humano (NP_004110.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P36888
Peso da Proteína	108 kDa/112 kDa
Envio	Bolsa de gelo