


Mab Coelho Anti-Humano Galectina 3 Para Fc (Intra) - P17931

Número do item: CM0008049



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com específico para Galectina-3 humana. Ideal para citometria de fluxo intracelular. Detecta uma proteína de 26 kDa. Reage cruzadamente com amostras humanas. Adequado para pesquisa em imunologia, câncer e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano Galectina 3
Observações/Alias	L31; GAL3; MAC2; CBP35; GALBP; GALIG; LGALS2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3958
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-250 da Galectina 3 humana (NP_002297.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P17931
Peso Molecular da Proteína	26kDa
Envio	Bolsa de gelo