


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Galectina 3 Humana Para Fc (Intra) - P17931

Número do item: CM0012190



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado à Galectina-3 humana (LGALS3) para citometria de fluxo intracelular. Reconhece Galectina-3 humana, ~26kDa. Adequado para pesquisa em imunologia, inflamação e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Galectina 3 Humana
Observações/Apelido	L31; GAL3; MAC2; CBP35; GALBP; GALIG; LGALS2
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	3958
GeneID	3958
Imunogênio	Proteína recombinante de Galectina 3 humana
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P17931
Peso Proteico	26kDa
Envio	Em saco de gelo