

Coelho Anti-Humano Gata3 Mac Para Citometria De Fluxo - P23771

Número do item: CM0007890



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com que visa o fator de transcrição GATA3 humano para citometria de fluxo intracelular. Validado para reatividade humana, 48 kDa. Ideal para estudos de ativação de células Th2 e macrófagos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do Produto	Coelho anti-Humano GATA3 mAc
Observações/Apelido	HDR; HDRS
Espécie	Humano
GeneID (humano)	2625
GeneID	2625
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 do GATA3 humano (NP_001002295.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P23771
Peso Proteico	48kDa
Envio	Saco de gelo