

Coelho Anti-Humano Gata3 Anticorpo Monoclonal Para Citometria De Fluxo (Intracelular) - P23771

Número do item: CM0012400



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com que visa o fator de transcrição GATA3 humano para citometria de fluxo intracelular. Validado para amostras humanas, 48kDa. Adequado para pesquisa de diferenciação de células T e Th2.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano GATA3 mAb
Observações/Apelido	HDR; HDRS
Espécie	Humano
ID do Gene	2625
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 do GATA3 humano (NP_001002295.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P23771
Peso da Proteína	48kDa
Envio	Saco de gelo