


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Glicipicano 3 (Gpc3) Humano Para Citometria De Fluxo - P51654

Número do item: CM0009054



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-glicipicano 3 (GPC3) humano conjugado com , validado para citometria de fluxo (FC) com reatividade humana. O GPC3 é um proteoglicano de superfície celular implicado na sinalização Wnt e hedgehog, frequentemente investigado em câncer e biologia do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal (mAb) Coelho Anti-Glicipicano 3 (GPC3) Humano
Observações/Apelido	SGB; DGSX; MXR7; SDYS; SGBS; OCI-5; SGBS1; GTR2-2
Espécie	Humano
ID do Gene	2719
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P51654
Peso Proteico	66kDa
Envio	Saco de gelo