

## Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Gp6/Gpvi Para Citometria De Fluxo - Q9Hcn6

Número do item: CM0008933



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com , específico para a glicoproteína VI de plaquetas humanas (GP6/GPVI), desenhado para citometria de fluxo. Ferramenta chave para investigar a ativação plaquetária induzida por colagênio, trombose e vias da hemostase.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro              | Valor                                                                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto        | Coelho anti-Humano GP6/GPVI mAb                                                                                               |
| Observações/Pseudônimo | GPV; GPVI; BDPLT11                                                                                                            |
| Espécie                | Humano                                                                                                                        |
| GeneID (Humano)        | 51206                                                                                                                         |
| GeneID                 | 51206                                                                                                                         |
| Imunogénio             | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-267 do GP6/GPVI humano (NP_057447.5). |
| Fonte                  | Coelho                                                                                                                        |
| Categoria              | Anticorpos Monoclonais                                                                                                        |
| Aplicação              | FC (Citometria de Fluxo)                                                                                                      |
| Reatividade Cruzada    | Humano                                                                                                                        |
| SWISS                  | Q9HCN6                                                                                                                        |
| Peso Proteico          | 37kDa                                                                                                                         |
| Envio                  | Saco de gelo                                                                                                                  |