


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Gsk3B Para Citometria De Fluxo - P49841

Número do item: CM0012809



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-humano GSK3 β conjugado, desenvolvido para a detecção intracelular de GSK3 β humano por citometria de fluxo, uma quinase essencial na sinalização Wnt, no metabolismo da glicose e na neurodegeneração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-Humano GSK3 β
Observações/Alias	GSK3B
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	2932
GeneID	2932
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 321-420 de GSK3 β humano (NP_001139628.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P49841
Peso da Proteína	47 kDa
Envio	Bolsa de gelo