

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Her2/ErbB2 Para Fc - P04626

Número do item: CM0006120



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com , direcionado ao HER2/ErbB2 humano, validado para citometria de fluxo (FC). Reconhece o domínio extracelular (aa 23-652) desta receptor tirosina quinase, um oncogene chave superexpresso em cancros da mama e outros. Ideal para investigação oncológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano HER2/ErbB2 mAb
Observações/Pseudônimo	NEU; NGL; HER2; TKR1; CD340; HER-2; VSCN2; MLN 19; MLN-19; c-ERB2; c-ERB-2; HER-2/neu; p185(erbB2)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2064
GeneID	2064
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-652 do HER2/ErbB2 humano (NP_004439.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P04626
Peso Proteico	138kDa
Envio	Saco de gelo