


## Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Her2/ErbB2 Humano Conjugado Com Para Citometria De Fluxo - P04626

Número do item: CM0012731



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao HER2/ErbB2 humano. Validado para citometria de fluxo. Imunógeno: domínio extracelular recombinante (aa 23-652). Uso em pesquisa de biologia do câncer.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Anticorpo monoclonal de coelho anti-HER2/ErbB2 humano                                                                          |
| Observações/Alíase  | NEU; NGL; HER2; TKR1; CD340; HER-2; VSCN2; MLN 19; MLN-19; c-ERB2; c-ERB-2; HER-2/neu; p185(erbB2)                             |
| Espécie             | Humano                                                                                                                         |
| ID do Gene (Humano) | 2064                                                                                                                           |
| ID do Gene          | 2064                                                                                                                           |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-652 do HER2/ErbB2 humano (NP_004439.2) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                         |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                         |
| Aplicação           | FC (Citometria de Fluxo)                                                                                                       |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                                                                                         |
| SWISS               | P04626                                                                                                                         |
| Peso da Proteína    | 138kDa                                                                                                                         |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                                  |