

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Her2/ErbB2 Para Citometria De Fluxo - P04626

Número do item: CM0004641



introdução

Anticorpo monoclonal Coelho anti-Humano HER2/ErbB2 validado para citometria de fluxo (FC). Tem como alvo o domínio extracelular (aa 23-652) do receptor tirosina quinase HER2, uma importante oncoproteína superexpressa em câncer de mama e outros cânceres. Ideal para pesquisa em oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho anti-Humano HER2/ErbB2
Observações/Apelido	NEU; NGL; HER2; TKR1; CD340; HER-2; VSCN2; MLN 19; MLN-19; c-ERB2; c-ERB-2; HER-2/neu; p185(erbB2)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2064
GeneID	2064
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P04626
Peso Proteico	138kDa
Envio	Saco de gelo