


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Icam-1/Cd54 Para Citometria De Fluxo - P05362

Número do item: CM0010010



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com que visa o ICAM-1/CD54 humano (SWISS: P05362). Validado para citometria de fluxo (FC). Reconhece o domínio extracelular desta molécula de adesão celular e receptor viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-humano ICAM-1/CD54
Observações/Alíase	BB2; CD54; P3.58
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3383
GeneID	3383
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 28-480 do ICAM-1/CD54 humano (NP_000192.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P05362
Peso da Proteína	58kDa
Envio	Bolsa de gelo