


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Icam-1/Cd54 Para Citometria De Fluxo - P05362

Número do item: CM0005769



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-humano ICAM-1/CD54 conjugado com (clone não especificado) validado para citometria de fluxo (CF). Detecta ICAM-1 humano, uma molécula de adesão celular e receptor de rinovírus, com peso molecular previsto de 58 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano ICAM-1/CD54
Observações/Alias	BB2; CD54; P3.58
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3383
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 28-480 de ICAM-1/CD54 humano (NP_000192.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P05362
Peso da Proteína	58kDa
Envio	Bolsa de gelo