


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Icam2/Cd102 Para Fc - P13598

Número do item: CM0005215



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-humano ICAM2/CD102 conjugado com para citometria de fluxo. Imunógeno recombinante (aa 25-223). Validado para amostras humanas. Ideal para estudos de adesão e migração de células imunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-Humano ICAM2/CD102
Observações/Apelido	CD102
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3384
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-223 do ICAM2/CD102 humano (NP_000864.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P13598
Peso Proteico	31kDa
Envio	Bolsa de gelo