


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Icam2/Cd102 Para Fc - P13598

Número do item: CM0007992



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra ICAM2/CD102 humano, validado para citometria de fluxo. Adequado para o estudo de adesão de leucócitos, vigilância imunológica e migração celular. Específico para ICAM2 humano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano ICAM2/CD102 mAb
Observações/Apelido	ICAM2; CD102; molécula de adesão intercelular 2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3384
ID do Gene	3384
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-223 do ICAM2/CD102 humano (NP_000864.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P13598
Peso Proteico	30kDa
Envio	Saco de gelo