


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Icam2/Cd102 Para Citometria De Fluxo - P13598

Número do item: CM0004209



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao ICAM2/CD102 humano (SWISS: P13598). Validado para citometria de fluxo, adequado para pesquisa de adesão de leucócitos e migração de células endoteliais.

[Saiba mais](#)

-	-
Nome do Produto	Coelho anti-Humano ICAM2/CD102 mAb
Observações/Apelido	CD102
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3384
GeneID	3384
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-223 do ICAM2/CD102 humano (NP_000864.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P13598
Peso Proteico	31kDa
Envio	Saco de gelo