


Coelho Anti-Humano Ido1 Anticorpo Monoclonal Para Citometria De Fluxo - P14902

Número do item: CM0012343



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra IDO1 humano (Indoleamina 2,3-dioxigenase 1) para citometria de fluxo intracelular. Específico para amostras humanas, 45 kDa, UniProt P14902.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano IDO1 mAb
Observações/Apelido	IDO; INDO; IDO-1
Espécie	Humano
GeneID	3620
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-403 do IDO1 humano (NP_002155.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P14902
Peso da Proteína	45kDa
Envio	Saco de gelo