

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Ifn-Alfa/Beta R2 Para Citometria De Fluxo - P48551

Número do item: CM0010881



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com que visa o receptor 2 de interferon alfa/beta humano (IFNAR2, P48551) validado para citometria de fluxo (FC). Ideal para detectar a expressão do receptor de IFN tipo I em células humanas. Exclusivamente para pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano IFN-alfa/beta R2 mAb
Observações/Apelido	IFN-R; IMD45; IFNABR; IFNARB; IFN-R-2; IFN-alfa-REC; IFNAR2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3455
ID do Gene	3455
Imunogénio	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P48551
Peso da Proteína	58kDa/37kDa/27kDa
Envio	Saco com gelo