

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Ifn-Alfa/Beta R2 Para Citometria De Fluxo - P48551

Número do item: CM0009622



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado a IFN-alfa/beta R2 (IFNAR2) humano para citometria de fluxo. Ideal para o estudo da sinalização por interferon tipo I, via JAK-STAT e resposta imunológica. Reativo com espécies humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano IFN-alfa/beta R2
Observações/Apelidos	IFN-R; IMD45; IFNABR; IFNARB; IFN-R-2; IFN-alfa-REC; IFNAR2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3455
GeneID	3455
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P48551
Peso Proteico	58kDa/37kDa/27kDa
Envio	Bolsa de gelo