

Mab Coelho Anti-Humano Ifn-Gamma Para Fc (Intra) - P01579

Número do item: CM0008713



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra interferon gama humano (IFN- γ), conjugado a , validado para citometria de fluxo intracelular (FC intra). Ideal para pesquisa de resposta imune e imunoterapia contra câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Rabbit anti-Human IFN-gamma mAb
Observações/Alias	IFG; IFI; IMD69
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3458
GeneID	3458
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-166 do IFN-gamma humano (NP_000610.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P01579
Peso da Proteína	19 kDa
Envio	Saco de gelo