


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Ifn-Gama Humano Para Citometria De Fluxo (Intracelular) - P01579

Número do item: CM0010770



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao IFN-gama humano, validado para citometria de fluxo intracelular. Adequado para estudar respostas imunes Th1, sinalização de citocinas e imunidade antitumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho anti-IFN-gama Humano
Observações/Apelido	IFG; IFI; IMD69
Espécie	Humano
GeneID	3458 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-166 do IFN-gama humano (NP_000610.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (intra)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P01579
Peso Proteico	19kDa
Envio	Em saco de gelo