


Mab Coelho Anti-Cadeia Leve K Ig Humana Para Fc - P01834

Número do item: CM0005680



introdução

Anticorpo monoclonal coelho anti-cadeia leve κ Ig humana conjugado com para citometria de fluxo (FC). Tem como alvo a região constante (P01834, ~12 kDa). Ferramenta confiável para imunologia de células B, perfilagem de anticorpos e pesquisa em imunidade humoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb coelho anti-cadeia leve κ Ig humana
Observações/Alias	Km; HCAK1; IGKCD
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	3514
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-107 da cadeia leve κ Ig humana (P01834)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P01834
Peso da Proteína	12 kDa
Envio	Bolsa de gelo