


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cadeia Leve Kappa De Imunoglobulina Humana Mab - P01834

Número do item: CM0004946



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado à região constante da cadeia leve kappa de imunoglobulina humana (IGKC), validado para citometria de fluxo. Adequado para pesquisa de células B e imunoglobulinas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-Cadeia Leve Kappa de Imunoglobulina Humana mAb
Observações/Apelido	IGKC, HCAK1, IGKCD, Km
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3514
ID do Gene	3514
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-107 da Cadeia Leve Kappa de Imunoglobulina Humana (P01834)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P01834
Peso da Proteína	11 kDa
Transporte	Em saco de gelo