


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Ig K Cadeia Leve Humana Para Fc - P01834

Número do item: CM0011497



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com que visa a região constante da cadeia leve kappa de Ig humana (IGKC). Validado para citometria de fluxo em amostras humanas. Ideal para pesquisa de linfócitos B e imunoglobulinas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Ig κ Cadeia Leve Humana
Observações/Apelido	IGKC, HCAK1, IGKCD, Km
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3514
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-107 da Ig κ Cadeia Leve humana (P01834)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P01834
Peso Proteico	11KDa
Transporte	Bolsa de gelo