


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Ig K Cadeia Leve Para Fc - P01834

Número do item: CM0009302



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra a região constante da cadeia leve kappa de imunoglobulina humana (IGKC) para citometria de fluxo. Específico para humano, ~11 kDa, validado em FC. Matéria-prima para IVD para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano Ig κ Cadeia Leve mAb
Observações/Apeliido	IGKC, HCAK1, IGKCD, Km
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3514
GeneID	3514
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-107 da cadeia leve Ig κ humana (P01834)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P01834
Peso Proteico	11KDa
Envio	Saco de gelo