


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cadeia Leve K De Imunoglobulina Humana Para Citometria De Fluxo - P01834

Número do item: CM0012602



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado à região constante da cadeia leve kappa da imunoglobulina humana (P01834). Validado para aplicações de citometria de fluxo (FC).

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Cadeia Leve κ de Ig Humana
Observações/Apelido	Km; HCAK1; IGKCD
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3514
GeneID	3514
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-107 da Cadeia Leve κ de Ig humana (P01834).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P01834
Peso Proteico	12 kDa
Envio	Saco de gelo