


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-IgA1 Humana Para Fc - P01876

Número do item: CM0011025



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra a região constante da IgA1 humana. Validado para citometria de fluxo (FC). Reconhece a IgA1 humana. Adequado para a detecção de células positivas para IgA1 em pesquisas sobre imunidade das mucosas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-IgA1 Humana
Observações/Alias	IgA1
Espécie	Humana
GeneID (humano)	3493
GeneID	3493
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 99-353 da IgA1 humana.
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P01876
Peso da Proteína	38kDa/42KDa
Envio	Bolsa de gelo