

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-IgE Humana Para Fc - P01854

Número do item: CM0011731



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado à região constante da IgE humana. Validado para citometria de fluxo (FC), ideal para imunofenotipagem de células B e estudos de receptores de IgE.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-IgE Humana
Observações/Apelido	IgE
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	3497
ID do Gene	3497
Imunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 104-428 da IgE humana (P01854).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P01854
Peso Proteico	47kDa / 54kDa / 59kDa
Transporte	Bolsa de gelo