

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-IgE Humana Para Fc - P01854

Número do item: CM0010896



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra a cadeia pesada da IgE humana, validado para citometria de fluxo. Adequado para investigar hipersensibilidade mediada por IgE, alergia e ativação de células imunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-IgE Humana
Observações/Apelido	IgE
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	3497
GeneID	3497
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 104-428 da IgE humana (P01854)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P01854
Peso Proteico	47kDa/54kDa/59kDa
Envio	Em saco de gelo