


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Igg Humana (Fc) Para Fc - P01857

Número do item: CM0006203



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com , direcionado à região IgG humana (Fc). Validado para citometria de fluxo (FC). Ideal para detecção de IgG e estudos de receptores Fc. SWISS: P01857.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-IgG Humana (Fc)
Espécie	Humana
ID do Gene	3500 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 100-330 da IgG1 humana (Fc) (P01857)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P01857
Peso da Proteína	36 kDa
Envio	Bolsa de gelo