


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-IgG Humana (Fc) Para Citometria De Fluxo - P01857

Número do item: CM0012229



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado à região Fc da IgG humana (SWISS: P01857). Validado para citometria de fluxo; específico para a região Fc da IgG1 humana. Ideal para perfilagem de células imunes, detecção de anticorpos e estudos funcionais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-IgG Humana (Fc)
Espécie	Humana
ID do Gene	3500
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 100-330 da IgG1 humana (Fc) (P01857).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P01857
Peso da Proteína	36 kDa
Envio	Bolsa de gelo