


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano IgG (Fc) Conjugado A Para Citometria De Fluxo - P01857

Número do item: CM0007764



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a direcionado à região Fc da IgG humana, validado para citometria de fluxo (FC). Útil para detectar IgG de membrana ou complexos imunes em pesquisa imunológica. P01857.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho anti-Humano IgG (Fc) mAb
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3500
GeneID	3500
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 100-330 da IgG humana (Fc) (P01857).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P01857
Envio	Bolsa de Gelo