

Coelho Anti-Humano IgG2 (Fc) Anticorpo Monoclonal Para Wb, Elisa - P01859

Número do item: CM0010658



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra a região Fc de IgG2 humano, validado para WB e ELISA. Específico para Fc de IgG2 humano. Adequado para pesquisa de imunidade humoral e isotipo de anticorpos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho Anti-Humano IgG2 (Fc) mAb
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3501
GeneID	3501
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 99-326 de IgG2 humano (Fc) (P01859)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P01859
Peso da Proteína	44kDa
Envio	Saco de gelo