

Coelho Anti-Humano IL-10Ra/Cd210 Mab Para Fc - Q13651

Número do item: CM0009171



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com que visa o IL-10RA/CD210 humano (receptor alfa de IL-10) especificamente validado para citometria de fluxo. Ideal para estudar sinalização anti-inflamatória e fenotipagem de células imunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano IL-10RA/CD210 mAb
Observações/Apelido	CD210; IL10R; CD210a; CDW210A; HIL-10R; IL-10R1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3587
GeneID	3587
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-235 do IL-10RA/CD210 humano (NP_001549.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q13651
Peso da Proteína	63 kDa
Envio	Saco de gelo