

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano IL-17Rb Para Citometria De Fluxo - Q9Nrm6

Número do item: CM0012647



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra IL-17RB humano, conjugado ao ABflo 488. Validado para citometria de fluxo (FC). Tem como alvo o receptor IL-17B/E envolvido no crescimento e diferenciação de células hematopoiéticas. Exclusivamente para pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Coelho anti-Humano IL-17RB mAb
Observações/Apelido	IL17RB; CRL4; EVI27; IL17BR; IL17RH1; receptor B de interleucina-17
Espécie	Humano
GeneID	55540 (Humano)
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 18-289 do IL-17RB humano (NP_061195.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9NRM6
Peso Proteico	31kDa/55kDa
Envio	Saco de gelo