

Mab Coelho Anti-IL-1B Humano Para Citometria De Fluxo Intracelular - P01584

Número do item: CM0008250



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-IL-1 β humano conjugado com desenvolvimento para aplicações de citometria de fluxo intracelular. Ideal para o estudo de vias inflamatórias, liberação de citocinas e piroptose em amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-IL-1 β Humano
Observações/Alias	IL1B; IL-1; IL1-BETA; IL1F2; interleucina-1 beta
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3553
GeneID	3553
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 117-269 da IL1 β humana (NP_000567.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P01584
Peso da Proteína	30kDa
Envio	Bolsa de gelo