


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-IL-2 Humano Para Citofluorometria De Fluxo Intracellular - P60568

Número do item: CM0011709



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra IL-2 humano (TCGF), conjugado a um fluoróforo para citofluorometria de fluxo intracellular. Adequado para estudar resposta imune, crescimento de células T e tolerância. Reage com humano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de Coelho anti-IL-2 Humano
Observações/Apelido	IL-2; TCGF; linfocina
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3558
ID do Gene	3558
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-153 da IL-2 humana (NP_000577.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P60568
Peso Proteico	18kDa
Envio	Saco de gelo