


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-IL-4 Humano Para Citometria De Fluxo Intracelular - P05112

Número do item: CM0010600



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado contra a interleucina-4 humana (IL-4). Imunógeno recombinante; adequado para citometria de fluxo intracelular em amostras humanas. Ideal para pesquisas em imunologia e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-IL-4 Humano
Observações/Apelidos	BSF1; IL-4; BCGF1; BSF-1; BCGF-1
Espécie	Humana
ID do Gene	3565 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-153 da IL-4 humana (NP_000580.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intracelular)
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P05112
Peso da Proteína	17 kDa
Envio	Bolsa de gelo