


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano IL-5 Para Citometria De Fluxo (Intracelular) - P05113

Número do item: CM0010232



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com que visa a interleucina-5 humana (IL-5). Validado para citometria de fluxo intracelular. Adequado para pesquisas sobre biologia de eosinófilos, inflamação alérgica e respostas imunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano IL-5 mAb
Observações/Apelido	EDF; IL-5; TRF; interleucina-5
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3567
ID do Gene	3567
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P05113
Peso Proteico	15kDa
Envio	Saco de gelo