

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-IL-5 Humano Para Citometria De Fluxo - P05113

Número do item: CM0004687



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado à IL-5 humana, uma citocina chave para a regulação de eosinófilos. Validado para citometria de fluxo intracelular (FC) em estudos de imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-IL-5 Humano
Observações/Alias	EDF; IL-5; TRF; interleucina-5
Espécie	Humano
GeneID	3567
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-134 da IL-5 humana (NP_000870.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intracelular)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P05113
Peso Proteico	15kDa
Transporte	Saco de gelo