


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano IL-6R/Cd126 Conjugado A Para Citometria De Fluxo (Intracelular) - P08887

Número do item: CM0009144



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-humano IL-6R/CD126 conjugado a para citometria de fluxo intracelular. Imunógeno de domínio extracelular recombinante; reage de forma cruzada com IL-6R humano. Útil para investigar as vias de sinalização clássica e trans da IL-6 em pesquisa de imunologia e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano IL-6R/CD126
Observações/Apelido	IL6Q; gp80; CD126; HIES5; IL-6R; IL6RA; IL6RQ; IL-1Ra; IL-6RA; IL6QTL; IL-6R-1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3570
GeneID	3570
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-358 do IL-6R/CD126 humano (NP_000556.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (intra)
Reação Cruzada	Humano
SWISS	P08887
Peso Proteico	52kDa
Envio	Saco de gelo