

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano IL18R1/IL-18 R Alpha Para Fc - Q13478

Número do item: CM0010130



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra IL18R1 humano (CD218a), validado para citometria de fluxo. Detecta o receptor alfa de IL-18 em células Th1 e leucócitos em pesquisa imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano IL18R1/IL-18 R alpha mAb
Observações/Apelido	CD218a; IL18RA; IL1RRP; CDw218a; IL-1Rrp; IL-18Ralpha; IL18Ralpha2; IL-18R-alpha
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8809
GeneID	8809
Imunogênio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-329 do IL18R1/IL-18 R alpha humano (NP_003846.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q13478
Peso Proteico	62kDa
Envio	Bolsa de gelo